




## DUFTDOS-AK1-0



### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Gerät zur Aromatisierung von Tepidarien, Caldarien, Infrarotkabinen etc. für Kabinen bis ca. 50 m<sup>3</sup> Volumen, abhängig von der Luftwechselrate. Zur Installation im Technikraum. Ein Kleinkompressor bläst Luft über die Oberfläche eines mit Duftkonzentrat gefüllten Behälters. Das Duftkonzentrat verdunstet und wird über eine Schlauchleitung 6 x 1 (max. 5 m Länge) und eine Eintrittsdüse in die Kabine getragen. Zur externen Ansteuerung von bauseitiger Steuerung über 230 V on/off.

### LIEFERUMFANG

- Kleinkompressor 7006 AC
- Flaschenaufnahme
- PET-Weithalsflasche klar 250 ml
- Filterstern für Vergrößerung der Oberfläche des Duftes
- Gehäuse mit allen Komponenten integriert
- 5 m Dosierleitung PE 6 x 1
- Einströmdüse für Kabine



### TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230 V-AC, 50 Hz
Anschlussleistung	ca. 60 W
Verdunstungsleistung max.	ca. 5 ml Duftstoff in 24 Stunden (abhängig vom Duft)
Größe (B/H/T)	250 x 500 x 130 mm
Gewicht	ca. 4 kg
Schallemission im Technikraum	ca. 55 dB(A)

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Geeignet für Räume bis max. 50 °C Raumtemperatur
- Steuersignal 230 V on/off (maximale Einschaltdauer 25 %)

### ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Duftkonzentrat