

# MULTIHOPPER

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Universale Fassaufnahme mit Wendevorrichtung für GRANUDOS 45/100 Anlagen.

Mit dem System können alle gängigen Chlorgranulatfässer am Markt (von 25 kg bis 50 kg) verwendet werden. Zudem erleichtert der Multihopper das Handling beim Wechsel von einem leeren auf ein volles Fass, was für den Bediener eine wesentliche Arbeitserleichterung darstellt. Das System ist sowohl zur Nachrüstung (Art. Nr. 29730) für bestehende GRANUDOS Anlagen als auch zur Ausstattung von Neuanlagen (Art. Nr. 30300) erhältlich.

Das zu verwendende Fass wird in den Haltebügel eingesetzt und durch die Betätigung zweier Spannhebel gegen den Dosierkopf gedrückt. Damit wird eine sichere, feste und dichte Verbindung zwischen Fass und Dosierkopf sichergestellt. Anschließend wird die komplette Einheit gedreht und in die Dosierposition gebracht. Bei einem Wechsel des Fasstypes sind nur wenige Anpassungen vorzunehmen, um den Multihopper an den neuen Fasstyp anzupassen.

## LIEFERUMFANG

- Tragkonstruktion mit Fassaufnahme und Spannhebeln
- Dosiertrichter ggf. mit Anbauteilen



## TECHNISCHE DATEN

Verwendbare Fässer	25 - 50 kg
Größe (B/H/T)	max. 640 x 860 x 540 mm
Gewicht	ca. 40 kg

## ZUBEHÖR/OPTIONEN

- Fasszange zum Heben und Einsetzen der Fässer (Art. Nr. 29758)



**NEU!**

